

Colagenul Dumneavoastră
pentru extracții



Hémodcollagène

Bureți hemostatici biocompatibili
și resorbabili



Hemocollagene este un burete hemostatic, resorbabil, steril din colagen bovin tip 1.

Hemocollagene este indicat pentru hemostază locală în stomatologie când controlul sângerării prin ligatură sau alte metode convenționale este imposibilă sau ineficientă. Poate promova agregare trombocitară și ajută la regenerarea naturală a țesuturilor. Forma a fost creată special pentru a fi folosită în procedurile stomatologice.

| Caracteristici | Avantaje | Beneficii |
|---|--|--|
| Bureți la folie împachetați individual | Formă și dimensiune - perfecte pentru inserare în alveolă | Flexibil și pliabil Poate fi tăiat & adaptat la dimensiunea defectului |
| Colagen tip 1 (origine bovină) | Biocompatibil Natural & complet resorbabil în 3 luni | Indicat pentru hemostază locală - promovează aderența trombocitelor și agregarea Ajută regenerarea naturală a țesutului |
| Steril | Sterilizați prin raze beta | Steril până la desfacere |
| Sigur | Fără substanțe periculoase 93/42/EEc - 722/2012 | Fără transmitere de viruși Poate fi lăsat în contact cu vase de sânge traumatizate, gingie, dinți și os |
| Implantabil & Resorbabil | Poate fi lăsat în alveolă după extracție | Ținut pe loc cu ajutorul suturii făcute peste alveolă |

Indicații

- Extracții
- Răni periodontale chirurgicale
- Sutura
- Ulcere orale (non-infecțioase sau virale)
- Răni traumatice

Informații despre produs

Origine: - Colagen bovin, tip 1, non-denaturat

Caracteristici:

- Dispozitiv medical clasa III
- Flexibil, pliabil
- 0,027 g per burete
- Biocompatibil și foarte bine tolerat

Formă de prezentare: - Cutie cu 24 bureți (3 blistere a câte 8 bureți sterili, împachetați individual)



Septodont Polska sp. z o.o.

ul. Taneczna 18A - 02-829 Warszawa

Tel : +40 738.83.11.88

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați:

www.septodont.ro

